

區位體組成分析儀

項目	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	量測原理：BIA 多頻率 8 電極 操作介面為圖示按鍵，可於 30 秒(含)以內完成區位體組成分析量測 測量頻率數：至少三頻或以上 測量型式：全身、左腳、右腳、左手、右手 可測量目標體重：0kg~270.0kg 可手動選擇目標體型：標準/運動員 可手動扣除衣服重量：0~10.0kg(增加單位 0.1kg) 紙本報告至少可記錄 12 筆量測紀錄。 量測項目需包含： 體重(kg)、體脂肪率(%)、體脂肪量(kg)、除脂肪量(kg)、BMI、肌肉量(kg)、蛋白質(kg)、體水分量(kg)、體水分率(%)、細胞外液(kg)、細胞內液(kg)、細胞外液比例(%)、基礎代謝率、推定骨量(kg)、體內年齡、內臟脂肪指數、部位肌肉量(kg)、四肢肌肉量平衡、左右重心位置圖、腿部肌肉分數、體脂肪身體比例分佈、至少五區段細胞相位角與雙腳間相位角 可透過軟體將檢測數據傳送至電腦紀錄與可生成報告圖像 PDF 或 PNG 電子檔 檢測數據可輸出為 txt、xls 格式 需支援受測者基本資料導入功能 (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	台